

## De zuig- en blaaschakelaar

De dubbele schakelaarsluiting kan op 2 manieren worden gebruikt om de draadloze ontvanger te activeren. Dit kan zowel zuigend als blazend op het rietje.

1. Met behulp van de 3-beks montage klem kan de blaaspijp op de rolstoel of bedrail of tafel, enz. gemonteerd worden. Als de buis eenmaal is vastgeklemd buigt u de zwanenhals, zodat de buis op de juiste wijze is geplaatst.
2. Plaats het Anti-besmettingsfilters met de groene kant in een draaiende beweging op het uiteinde van de blaaspijp.
3. Plaats het meegeleverde rietje aan het einde van de buis simpelweg door het erin te schuiven.
4. Steek het rietje in je mond. Door te blazen of te zuigen wordt de schakelaar net zolang bekrachtigd als je blaast of zuigt.
  - De blaaspijp vereist een lichte zuig- of blaaskracht
  - Deze schakelaar is extreem gevoelig en kan in de "ON" positie blijven wanneer de atmosferische druk verandert.Als dit gebeurt, reset de schakelaar door de transparante slang, waar het samen met de witte plastic connector is verbonden van elkaar af te halen en probeer het vervolgens opnieuw.  
Extra rietjes, set van 20 stuks, en Anti-besmettingsfilters, set van 6 stuks, kunnen apart bijbesteld worden.

### Probleem oplossen:

Als het apparaat niet werkt of niet goed werkt.

Actie # 1: Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vast zitten (tussen rietjes en slangen, tussen de adapter en schakelaar, tussen de adapter en het apparaat, enz.).

Actie # 2: Met de tijd en het gebruik, kan het rietje en / of de Anti- besmettings filter verstopt raken. Het beste is om deze onderdelen te vervangen voordat ze 100% verstopt raken, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Als het mogelijk is, is het ook een goed idee om de schakelkast te boven het niveau van de mond van de gebruiker te houden. Dit beperkt de hoeveelheid speeksel dat in de transparante slang komt.

Onderhoud van de Eenheid: De zuig- en blaas schakelaar - de Dubbele sluiting kan worden schoongeveegd met elk multifunctioneel schoonmaakmiddel, niet-schurend reinigingsmiddel en desinfecterend middel. Verander het filter en rietje regelmatig. Gebruik geen schuurmiddelen, aangezien deze het oppervlak van het apparaat bekrassen. Dompel het toestel niet in water onder, omdat het de elektrische componenten zal beschadigen.